


Полоски шлифовальные



- № 1.050** Полоски для снятия излишков материала ширина 4 мм, 25 шт.
- № 1.051** Полоски для предварительного шлифования ширина 4 мм, 25 шт.
- № 1.052** Полоски для полирования ширина 4 мм, 25 шт.
- № 1.053** Полоски для снятия излишков материала, для предварительного шлифования ширина 4 мм, 50 шт.: № 1.051 - 25 шт., № 1.051 - 25 шт.
- № 1.054** Полоски для предварительного шлифования, для полирования ширина 4 мм, 50 шт.: № 1.051 - 25 шт., № 1.052 - 25 шт.
- № 1.055** Полоски для снятия излишков материала, для предварительного шлифования, для полирования ширина 4 мм, 75 шт.: № 1.050 - 25 шт., № 1.051 - 25 шт., № 1.052 - 25 шт.

По специальному заказу изготавливаются полоски шлифовальные шириной 3 мм

Полоски алмазные НОВИНКА



- № 1.150** Полоски алмазные крупнозернистые 5 шт.
- № 1.151** Полоски алмазные среднезернистые 5 шт.
- № 1.152** Полоски алмазные мелкозернистые 5 шт.
- № 2.150** Полоски алмазные перфорированные крупнозернистые 5 шт.
- № 2.151** Полоски алмазные перфорированные среднезернистые 5 шт.
- № 2.152** Полоски алмазные перфорированные мелкозернистые 5 шт.

Держатели полосок



Система двух щелей позволяет надежно фиксировать как гладкие металлические и пластиковые полоски, так и полоски с абразивным покрытием



№ 1.105 Держатель полосок продольный, 1 шт.



№ 1.106 Держатель полосок поперечный, 1 шт.



№ 1.106В Держатель полосок поперечный, 1 шт.
Модель с винтом для регулировки натяжения

Держатели серии №1.106 могут использоваться для фиксации любой полоски шириной 2.9 мм - 4.1 мм. Наиболее эффективны для фиксации - полосок металлических шириной 0.035 - 0.150 мм с или без абразивного покрытия, - полосок лавсановых толщиной 0,100 - 0,150 мм с абразивным покрытием.

Полоски шлифовальные удобны для полирования интерпроксимальных и придесневых поверхностей реставрации.

Выпускаются на лавсановой основе. Каждая полоска содержит два участка с различной абразивностью:

тип 1 - для снятия излишков материала / для предварительного шлифования (синий / зеленый)



тип 2 - для предварительного шлифования / для окончательного шлифования (зеленый / желтый)



тип 3 - для окончательного шлифования / для полирования (желтый / белый)



В средней части полоски абразив отсутствует.

Аппроксимальные поверхности рекомендуется полировать сразу после удаления матричной системы и клина, пока между зубами сохраняется небольшое расстояние.

Полоски алмазные выпускаются 3-х типов:

- крупнозернистые,
- среднезернистые,
- мелкозернистые.

Одна сторона средней части алмазных полосок может выполняться в виде пилки






Схема фиксации полосок в ножках держателей



Фиксация полоски металлической в держателе № 1.105



Фиксация полоски лавсановой в держателе № 1.106



Диски шлифовальные с металлической втулкой

Номер для заказа и количество дисков в упаковке - в таблице: № 2.731(9,5)BR ← номер для заказа
50 шт. ← количество в упаковке



Диски для снятия излишков материала

диаметр, мм	9,5	10	12	12,7	14	16
	№ 2.731(9,5)BR 50 шт.			№ 2.731(12,7)BR 50 шт.		
	№ 2.731(9,5) 40 шт.	№ 2.731(10) 40 шт.	№ 2.731(12) 40 шт.	№ 2.731(12,7) 40 шт.	№ 2.731(14) 40 шт.	№ 2.731(16) 40 шт.
	№ 1.731(9,5) 40 шт.	№ 1.731(10) 40 шт.	№ 1.731(12) 40 шт.	№ 1.731(12,7) 40 шт.	№ 1.731(14) 40 шт.	№ 1.731(16) 40 шт.
	№ 1.731(A) 50 шт.			№ 1.731(B) 50 шт.		

Диски для предварительного шлифования

диаметр, мм	9,5	10	12	12,7	14	16
	№ 1.732(9,5) 40 шт.	№ 1.732(10) 40 шт.	№ 1.732(12) 40 шт.	№ 1.732(12,7) 40 шт.	№ 1.732(14) 40 шт.	№ 1.732(16) 40 шт.
	№ 1.732(A) 50 шт.			№ 1.732(B) 50 шт.		

Диски для окончательного шлифования

диаметр, мм	9,5	10	12	12,7	14	16
	№ 1.733(9,5) 40 шт.	№ 1.733(10) 40 шт.	№ 1.733(12) 40 шт.	№ 1.733(12,7) 40 шт.	№ 1.733(14) 40 шт.	№ 1.733(16) 40 шт.
	№ 1.733(A) 50 шт.			№ 1.733(B) 50 шт.		

Диски для полирования

диаметр, мм	9,5	10	12	12,7	14	16
	№ 1.734(9,5) 40 шт.	№ 1.734(10) 40 шт.	№ 1.734(12) 40 шт.	№ 1.734(12,7) 40 шт.	№ 1.734(14) 40 шт.	№ 1.734(16) 40 шт.
	№ 1.734(A) 50 шт.			№ 1.734(B) 50 шт.		

Дискодержатели



№ 1.120 Дискодержатель прямой, 1 шт.



№ 1.121 Дискодержатель угловой, 1 шт.

Диски шлифовальные с металлической втулкой в наборах



№ 1.069 Диски шлифовальные (диаметр 10 мм) 40 шт.:
№ 1.731(10) - 10 шт., № 1.732(10) - 10 шт.,
№ 1.733(10) - 10 шт., № 1.734(10) - 10 шт.,
дискодержатель № 1.121 1 шт.



№ 1.070 Диски шлифовальные (диаметр 12 мм) 40 шт.:
№ 1.731(12) - 10 шт., № 1.732(12) - 10 шт.,
№ 1.733(12) - 10 шт., № 1.734(12) - 10 шт.,
дискодержатель № 1.121 1 шт.



№ 1.071 Диски шлифовальные (диаметр 14 мм) 40 шт.:
№ 1.731(14) - 10 шт., № 1.732(14) - 10 шт.,
№ 1.733(14) - 10 шт., № 1.734(14) - 10 шт.,
дискодержатель № 1.121 1 шт.




№ 1.072 Диски шлифовальные (диаметр 16 мм) 40 шт.:
№ 1.731(16) - 10 шт., № 1.732(16) - 10 шт.,
№ 1.733(16) - 10 шт., № 1.734(16) - 10 шт.,
дискодержатель № 1.121 1 шт.

№ 1.075 Диски шлифовальные (диаметры 12 и 14 мм) 80 шт.:
№ 1.731(12) - 10 шт., № 1.732(12) - 10 шт.,
№ 1.733(12) - 10 шт., № 1.734(12) - 10 шт.,
№ 1.731(14) - 10 шт., № 1.732(14) - 10 шт.,
№ 1.733(14) - 10 шт., № 1.734(14) - 10 шт.,
дискодержатель № 1.121 1 шт.



Диски шлифовальные выпускаются на лавсановой основе.

Диски для снятия излишков материала



Диски серии 2.731 характеризуются большей шлифовальной способностью и износостойкостью по сравнению с другими дисками производства TOP BM.

Диски серии 2.731BR более тонкие и гибкие по сравнению с дисками серии 2.731.

Диски для предварительного шлифования



Диски для окончательного шлифования



Диски для полирования



Диски применяются на скорости не более 30000 об/мин. Диски с большей абразивностью (синие) используются на скорости 10000 об/мин, менее абразивные - на больших скоростях.

Диски шлифовальные с металлической втулкой выпускаются следующих диаметров:



По специальному заказу изготавливаются наборы:

№ 1.076 в составе:
диски шлифовальные 240 шт.:
№ 1.731(12) - 30шт., № 1.731(14) - 30шт.,
№ 1.732(12) - 30шт., № 1.732(14) - 30шт.,
№ 1.733(12) - 30шт., № 1.733(14) - 30шт.,
№ 1.734(12) - 30шт., № 1.734(14) - 30шт.,
дискодержатель № 1.121 - 1 шт.

№ 1.077 в составе:
диски шлифовальные 240 шт.:
№ 1.731(A) - 30шт., № 1.731(B) - 30шт.,
№ 1.732(A) - 30шт., № 1.732(B) - 30шт.,
№ 1.733(A) - 30шт., № 1.733(B) - 30шт.,
№ 1.734(A) - 30шт., № 1.734(B) - 30шт.,
дискодержатель № 1.121 - 1 шт.

Диски шлифовальные с пластиковой втулкой



Диски для снятия излишков материала

диаметр, мм	8	12	14
№ по каталогу, количество	№ 1.611 40 шт.	№ 1.621 40 шт.	№ 1.631 40 шт.



Диски для предварительного шлифования

диаметр, мм	8	12	14
№ по каталогу, количество	№ 1.612 40 шт.	№ 1.622 40 шт.	№ 1.632 40 шт.



Диски для окончательного шлифования

диаметр, мм	8	12	14
№ по каталогу, количество	№ 1.613 40 шт.	№ 1.623 40 шт.	№ 1.633 40 шт.



Диски для полирования

диаметр, мм	8	12	14
№ по каталогу, количество	№ 1.614 40 шт.	№ 1.624 40 шт.	№ 1.634 40 шт.

Дискодержатели



№ 1.110 Дискодержатель прямой 1 шт.



№ 1.111 Дискодержатель угловой 1 шт.

Диски шлифовальные с пластиковой втулкой в наборах



№ 1.610 Диски шлифовальные
диаметр 8 мм, 40 шт.
(№№1.611-1.614 - по 10 шт.)
дискодержатель № 1.111 - 1 шт.



№ 1.620 Диски шлифовальные
диаметр 12 мм, 40 шт.
(№№1.621-1.624 - по 10 шт.)
дискодержатель № 1.111 - 1 шт.



№ 1.630 Диски шлифовальные
диаметр 14 мм, 40 шт.
(№№1.631-1.634 - по 10 шт.)
дискодержатель № 1.111 - 1 шт.

№ 1.600 Диски шлифовальные
диски диаметром 8, 12 и 14 мм - 80 шт.:
№№ 1.611 - 1.614 - по 5 шт.
№№ 1.621 - 1.624 - по 5 шт.
№№ 1.631 - 1.634 - по 5 шт.
обратное расположение абразива
№№ 1.631 - 1.634 - по 5 шт.
дискодержатель № 1.111 - 1 шт.

Шлифовальные наборы



№ 1.020 Шлифовальный набор
диски с пластиковой втулкой 48 шт.
(№№ 1.631-1.634 - по 12 шт.)
полоски шлифовальные 75 шт.:
№ 1.050 25 шт.
№ 1.051 25 шт.
№ 1.052 25 шт.
дискодержатель № 1.111 1 шт.



№ 1.021 Шлифовальный набор
диски с металлической втулкой 48 шт.
(№№ 1.731(14)-1.734(14) - по 12 шт.)
полоски шлифовальные 75 шт.:
№ 1.050 25 шт.
№ 1.051 25 шт.
№ 1.052 25 шт.
дискодержатель № 1.121 1 шт.



Диски с пластиковой втулкой выпускаются с абразивным слоем на сплошной рабочей поверхности.



Диски с пластиковой втулкой выпускаются 3-х диаметров:



Выпускаются также диски с обратным расположением абразивного слоя.



Диски с обратным расположением абразива представлены в наборе № 1.600.

Диски с обратным расположением абразива могут поставляться отдельно по специальному заказу.

Использованы материалы изданий:

А.В.Салова «Восстановление контактных областей зубов с помощью матричных систем», М.:МедПресс-информ, 2011.

«Практическая терапевтическая стоматология», Под ред. А.И.Николаева и Л.М. Целова, М.:МедПресс-информ, 2018.

«Методы изоляции рабочего поля с стоматологии», Под ред. И.М. Макеевой, М.:МедПресс-информ, 2007.

Обложки этих изданий приведены на обложке каталога. Остальные изображения не являются изображениями обложек реальных изданий, а служат для информирования о деятельности фирмы «ТОР ВМ», о ее продукции и партнерах.

ООО «ТОР ВМ» выражает глубокую благодарность

К. Алешикову (г.Москва),
К. Асимакполусу (г.Афины),
В. Безручко (г.Дмитров),
А. Волому (г.Будапешт),
В. Дурову (г.Тверь),
К. О'Коннору (Ньюкасл-апон-Тайп, Великобритания),
Д. Левченко (г.Воронеж),
Ю. Некипелову (г.Вологда),
А. Николаеву (г.Смоленск),
Д. Николаеву (г.Брянск),
А. Саловой (г.Санкт-Петербурга),
А. Сидорову (г.Москва),
В. Тищенко (г.Краснодар),
К. Шенджену (г.Краснодар)

за постоянные советы и консультации,
идеи новых изделий и предоставленные
фотоматериалы

Каталог подготовлен в марте 2021 г.